


SPIRAFLEX® SHORT UNI LINGO-PHON CUFF ICX, ICFX, SV

- ▶ Kurze Spiralkanüle mit Siebung (LINGO), Niederdruckmanschette (CUFF) und zwei flexiblen Innenkanülen (ICX, ICFX)
- ▶ Gut geeignet während einer Langzeitversorgung
- ▶ Flexible Trachealkanüle, die durch eine integrierte Metallspirale gleichzeitig eine hohe Formstabilität bietet
- ▶ Inklusive zwei unterschiedlichen flexiblen Innenkanülen: eine gefensterter (ICFX) und eine ungefensterte (ICX), um eine vereinfachte Kanülenpflege zu ermöglichen
- ▶ Die Materialeigenschaften des Kanülenaußenrohres bleiben durch die flexiblen Innenkanülen erhalten
- ▶ Bestehend aus thermosensiblen medizinischen Kunststoffen, die bei Körpertemperatur optimale Produkteigenschaften entwickeln
- ▶ Die SPIRAFLEX® SHORT besitzt ein sehr weiches, anatomisch geformtes Kanülenschild, um ungewollten Druck von der Kanüle auf die Haut zu verhindern
- ▶ Set beinhaltet zwei flexible Innenkanülen, eine gefensterter (ICFX) und eine ungefensterte (ICX) Kanüle, eine Hustenkappe, einen 15 mm Konnektor (UNI), ein Sprechventil (SV), eine Verschlusskappe, ein Kanülentrageband, eine Einführhilfe und einen Kanülenpass
- ▶ Beide Innenkanülen ICX (REF 17516) und ICFX (REF 17517) auch separat erhältlich; Größe muss entsprechend der SPIRAFLEX® SHORT Außenkanüle gewählt werden
- ▶ SPIRAFLEX® SHORT SOLO-ADAPTER PHON (REF 17542) und SPIRAFLEX® SHORT SOLO-ADAPTER UNI (REF 17541) auch separat erhältlich



Bestellhinweis:

SPIRAFLEX® SHORT UNI LINGO-PHON CUFF 1 ICX + 1 ICFX + SV, Größe 6-11



REF 17509

SPIRAFLEX® SHORT ICX, Größe 6-11, Packung mit 3 Stück



REF 17516

SPIRAFLEX® SHORT SOLO-ADAPTER UNI

REF 17541

SPIRAFLEX® SHORT SOLO-ADAPTER PHON



REF 17542

SPIRAFLEX® SHORT ICFX, Größe 6-11, Packung mit 3 Stück



REF 17517

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	Cuff (Ø) mm	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. IK mm	I.D. AK mm	Länge mm	REF
6	20	9,4	9,4	4,5	6,0	61	17509-06
7	22	10,4	10,4	5,5	7,0	67	17509-07
8	24	11,4	11,4	6,5	8,0	77	17509-08
9	25	12,4	12,4	7,5	9,0	77	17509-09
10	26	13,4	13,4	8,5	10,0	88	17509-10
11	28	14,4	14,4	9,5	11,0	88	17509-11

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. IK = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · I.D. AK = Innendurchmesser an der Spitze der Außenkanüle · A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany