



LARYVOX® INSERTER EXPERT

Nur für 16 Fr. / DUAL VALVE Shunt-Ventile


- ▶ Der LARYVOX® INSERTER EXPERT besteht aus einem Platzierungsinstrument sowie einem Applikator
- ▶ Zur optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel eines 16 Fr. und / oder eines DUAL VALVE Shunt-Ventils (16 Fr. und 20 Fr.)
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über drei unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten um verschiedene Shunt-Ventil-Typen einfach und sicher zu platzieren
- ▶ Der Applikator des LARYVOX® INSERTER EXPERT ermöglicht ein müheloses Einführen des Shunt-Ventils und ist in wenigen Schritten vorbereitet
- ▶ Die abgerundete Applikator-Spitze fördert zudem eine sanfte Platzierung des Shunt-Ventils



Applikator-Spitze



Applikator-Öffnung zum Erfassen des Platzierungsinstruments inkl. Shunt-Ventil



Platzierungsinstrument



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



CE-Kennzeichnung



Nicht zur Wiederverwendung



Unsteril

Product made in Germany

Bestellhinweis:

LARYVOX® INSERTER EXPERT

REF 25910