




LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL

Nur für 4-mm
Shunt-Ventile


- ▶ Der LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL besteht aus einem Platzierungsinstrument sowie einem Applikator
- ▶ Zur optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel eines Shunt-Ventils mit einer Schaftlänge von 4 mm
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über drei unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten um verschiedene Shunt-Ventil-Typen einfach und sicher zu platzieren
- ▶ Der Applikator des LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL ermöglicht ein müheloses Einführen des Shunt-Ventils und ist in wenigen Schritten vorbereitet
- ▶ Die abgerundete Applikator-Spitze fördert zudem eine sanfte Platzierung des Shunt-Ventils



Applikator-Spitze



Applikator-Öffnung zum Erfassen des Platzierungsinstruments inkl. Shunt-Ventil



Platzierungsinstrument

Fixierungsmöglichkeiten



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



CE-Kennzeichnung



Nicht zur Wiederverwendung



Unsteril

Product made in Germany

Bestellhinweis:

LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL

REF 25915