

# LARYVOX® EXTRA HME HIGHFLOW STARTER SET

Set bestehend aus:

- ▶ 3x LARYVOX® TAPE STANDARD OVAL  
Basisplatte mit wasserabweisendem Effekt, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 3x LARYVOX® TAPE FLEXIBLE OVAL  
Basisplatte aus weichem, textilähnlichen Material mit hoher Klebekraft, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 3x LARYVOX® TAPE HYDROSOFT OVAL  
Basisplatte aus anschmiegsamen und hautschonendem Material auf Hydrokolloidbasis, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 3x LARYVOX® TAPE COMFORT OVAL  
Basisplatte aus dünnem, atmungsaktiven und hautfarbenen Material, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 3x LARYVOX® TAPE EXTRA FINE rectangular  
Basisplatte besonders geeignet für sensible Haut, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 15x OPTICLEAR®  
Spezialtuch zum Entfernen von Hautkleber-Rückständen aller Art vor allem für die Nutzung rundum das Tracheostoma; Weiches Reinigungsvlies mit einer Reinigungs lotion auf Alkoholbasis, Kleberückstände werden schnell und schonend von der Haut gelöst und aufgenommen
- ▶ 15x OPTIGARD®  
Spezialtuch zur vorbereitenden Hautpflege bei Anwendung von Klebeverbänden/ Basisplatten und Hautklebern
- ▶ 15x LARYVOX® EXTRA HME HighFlow  
Beiger HME mit 22 mm Adapter (KOMBI) zum Anschluss auf allen herkömmlichen Basisplatten; HighFlow-Variante: verringerter Atemwiderstand bei starker körperlicher Belastung
- ▶ 1x LARYVOX® SECUTRACH® Shower guard  
Duscheschutz; besteht aus einem Kunststoffgehäuse und dient zum Schutz des Tracheostomas beim Duschen und Haarewaschen. Der Duscheschutz verhindert, dass Wasser in das Tracheostoma eintritt und ist für einen 22 mm-Konnektoring ausgelegt



Bitte entnehmen Sie die Piktogramme der entsprechenden Gebrauchsanweisung der einzelnen Produkte.

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® EXTRA HME HIGHFLOW STARTER SET**

**REF 48840**