


BLOM-SINGER® CLASSIC™ INDWELLING VOICE PROSTHESIS

- ▶ Die Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling ist eine Verweilprothese mit integriertem Klappenventil
- ▶ Das aus medizinischem Silikon gefertigte Shunt-Ventil verfügt über einen im ösophagealen Flange integrierten röntgendichten Ring zur bildlichen Darstellung
- ▶ Das Blom Singer® CLASSIC™ Indwelling Shunt-Ventil ist als 16 oder 20 Fr. Variante in den Größen 4 - 20 erhältlich (auch als sterile Variante 16 und 20 Fr., Größe 8 - 14 verfügbar)
- ▶ Mit Hilfe des LARYVOX® INSERTER kann das Shunt-Ventil einfach und schnell anterograd platziert, bzw. gewechselt werden:
 LARYVOX® INSERTER (REF 25900) - für unterschiedliche Shunt-Ventile
 LARYVOX® INSERTER EXPERT (REF 25910) - für 16 Fr. Shunt-Ventile (oder DUAL VALVE™ 20 Fr.)
 LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL (REF 25915) - für 4 mm Shunt-Ventile

Platzierung mit Gelkapseltechnik:

LARYVOX® INSERTER SPECIAL - (REF 25920) - für schwierige Tracheostoma-Anlagen



Bestellhinweis:

Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling	16 Fr.	Größe 4-20	REF IN16XX-NS
Voice Prosthesis	20 Fr.	Größe 4-20	REF IN20XX-NS
Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling - sterile	16 Fr.	Größe 8-14	REF IN16XX-SO
Voice Prosthesis	20 Fr.	Größe 8-14	REF IN20XX-SO
LARYVOX® INSERTER			REF 25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT			REF 25910
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL			REF 25915
LARYVOX® INSERTER SPECIAL			REF 25920



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten