

BLOM-SINGER® ADVANTAGE INDWELLING VOICE PROSTHESIS

- ▶ Die Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling Voice Prosthesis ist eine Verweilprothese mit Niederdruckventil
- ▶ Silberoxidhaltiges Silikon (7%) im Ventilbereich reduziert einen candidabedingten frühzeitigen Ventilwechsel
- ▶ Die Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Hard- und Soft Valve Variante
- ▶ Das Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling - Hard Valve Assembly Shunt-Ventil verfügt zusätzlich über einen stabilisierenden Titanring im Schaft und ist in der Schaftstärke 20 Fr. in den Größen 4 - 14 erhältlich
- ▶ Die Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling - Soft Valve Variante ist ohne Titanring in der Schaftstärke 16 Fr. in Größe 4 - 14 verfügbar
- ▶ Mit Hilfe des LARYVOX® INSERTER kann das Shunt-Ventil einfach und schnell anterograd platziert, bzw. gewechselt werden:

- LARYVOX® INSERTER (REF 25900) - für unterschiedliche Shunt-Ventile
- LARYVOX® INSERTER EXPERT (REF 25910) - für 16 Fr. Shunt-Ventile (oder DUAL VALVE™ 20 Fr.)
- LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL (REF 25915) - für 4 mm Shunt-Ventile

Platzierung mit Gelkapseltechnik:

- LARYVOX® INSERTER SPECIAL - (REF 25920) - für schwierige Tracheostoma-Anlagen





Hard Valve



Soft Valve

Bestellhinweis:

Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling Hard Valve Assembly Voice Prosthesis	20 Fr.	Größe 4 - 14	REF AD20XX-NS
Blom-Singer® ADVANTAGE Indwelling Soft Valve Assembly Voice Prosthesis	16 Fr.	Größe 4 - 14	REF AS16XX-NS
LARYVOX® INSERTER			REF 25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT			REF 25910
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL			REF 25915
LARYVOX® INSERTER SPECIAL			REF 25920

 Einpatientenprodukt
 Gebrauchsanweisung beachten