



BLOM-SINGER® CLASSIC™ INDWELLING SL /LESL SPECIAL ORDER (SPECIAL LENGTH/LARGE ESOPHAGEAL FLANGE) VOICE PROSTHESIS

- ▶ Die Blom-Singer® Special Order Serie bietet eine große Auswahl an speziellen Verweilprothesen, die besondere Anforderungen abdecken
- ▶ Alle Varianten bestehen aus medizinischem Silikon und verfügen über spezielle, indikationsgerechte Produktmerkmale
- ▶ Das Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling SL (Special Length) Shunt-Ventil dient der besseren Passgenauigkeit
- ▶ Es steht als 16 Fr. und 20 Fr. Variante mit speziellen Längen zur Verfügung (Größe 5, 7 und 9)
- ▶ Optional steht diese Variante auch mit zusätzlich großem ösophagealen Flange als Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LESL (Large Esophageal Flange + Special Length) in den Größen 5 und 7 (16 Fr. , 20 Fr.) zur Verfügung
- ▶ Mit Hilfe des LARYVOX® INSERTER kann das Shunt-Ventil einfach und schnell anterograd platziert, bzw. gewechselt werden:
 LARYVOX® INSERTER (REF 25900) - für unterschiedliche Shunt-Ventile
 LARYVOX® INSERTER EXPERT (REF 25910) - für 16 Fr. Shunt-Ventile (oder DUAL VALVE™ 20 Fr.)

 Platzierung mit Gelkapseltechnik:
 LARYVOX® INSERTER SPECIAL - (REF 25920) - für schwierige Tracheostoma-Anlagen



Bestellhinweis:

Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling SL (Special Length)	16 Fr.	Größe 5,7,9	REF IN16XX-SL
	20 Fr.	Größe 5,7,9	REF IN20XX-SL
Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LESL (Large Esophageal Flange + Special Length)	16 Fr.	Größe 5,7	REF IN16XX-LESL
	20 Fr.	Größe 5,7	REF IN20XX-LESL
LARYVOX® INSERTER			REF 25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT			REF 25910
LARYVOX® INSERTER SPECIAL			REF 25920