


BLOM-SINGER® PUNCTURE DILATOR TRACHEOESOPHAGEAL

- ▶ Der Blom-Singer® Puncture Dilator Tracheoesophageal ist ein tracheoösophagealer Punktionsdilator
- ▶ Mit festem, konischen zulaufenden Silikonstent
- ▶ Dient einer sukzessiven Aufdehnung des Shuntkanals / Fistelkanals während des Prothesenwechsels
- ▶ Beugt Leckagen und einem Verschluss des Shuntkanals / Fistelkanals bei Entfernung des Shunt-Ventils vor
- ▶ Der Blom-Singer® Puncture Dilator Tracheoesophageal ist in den Schaftstärken 18 Fr. und 22 Fr. erhältlich und dient der passgenauen Dilatation für 16 und 20 Fr. Shunt-Ventilen



Einpatientenprodukt
Gebrauchsanweisung
beachten

Bestellhinweis:

Blom-Singer® Puncture Dilator Tracheoesophageal

18 Fr. (für 16 Fr. Shunt-Ventile)

BE6050

22 Fr. (für 20 Fr. Shunt-Ventile)

BE2050