


BLOM-SINGER® PROSTHESIS SIZER DILATOR

- ▶ Mit dem Blom-Singer® Prosthesis Sizer Dilator wird der Shunt während des Prothesenwechsels offen gehalten
- ▶ In einem Schritt kann der Shuntkanal mit Hilfe des Dilators während einer Shunt-Ventil Platzierung bei Bedarf aufdilatiert und durch die Messskala zur Größenüberprüfung eingesetzt werden
- ▶ Der Dilator ist in zwei Größen erhältlich: die Größe 18 Fr. ist für alle 16 Fr. Shunt-Ventile geeignet und die Größe 22 Fr. ist für alle 20 Fr. Shunt-Ventile zu verwenden



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

Bestellhinweis:

Blom-Singer® Prosthesis Sizer Dilator

18 Fr. (für 16 Fr. Shunt-Ventile)

BE2051

Blom-Singer® Prosthesis Sizer Dilator

22 Fr. (für 20 Fr. Shunt-Ventile)

BE2052