

# TRACHEOPORT® JUNIOR

## ABSAUGGERÄT FÜR KINDER



- ▶ Absauggerät zur Anwendung im häuslichen oder klinischen Bereich bei Patienten mit normalflüssiger Sekretabsonderung
- ▶ Die für Kinder ansprechende Optik verringert Abneigungen / Ängste vor dem Absaugen
- ▶ Die elektromotorische Pendelkolbenpumpe ermöglicht eine Saugleistung von 24 l/min. und ein maximales Vakuum bis 0,76 bar
- ▶ Inklusive Sekretbehälter mit einem Fassungsvermögen von 600 ml
- ▶ Bakterienfilter - verhindert das Eindringen von Mikroorganismen und Sekret in das Gerät
- ▶ Luftfilter - verhindert das Ausblasen von Mikroorganismen sowie Sekret aus dem Gerät und dient somit als Schutz für den Anwender
- ▶ Der TRACHEOPORT JUNIOR® wird neben dem kompletten Zubehör (bestehend aus Netzteil, Sekretbehälter, Bakterienfilter, Luftfilter, Absaugschlauch inkl. Clip, Fingertip und Autoadapter) mit einer passenden Aufbewahrungstasche (Rucksack) geliefert
- ▶ Das Gerät kann mit dem Ladeteil oder dem KFZ-Ladekabel geladen oder betrieben werden
- ▶ Der Akku ist in ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen und hält ca. 60 Minuten im Dauerbetrieb
- ▶ Auch bei leerem Akku steht die volle Saugleistung mit Anschluss am Ladeteil oder am KFZ-Ladekabel zur Verfügung



Gebrauchsanweisung beachten



Gerät der Schutzklasse II



Anwendungsteil Typ BF



Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften, welche für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten bestehen.



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle



IP-Klassifizierung

### Technische Daten

<b>Saugleistung</b>	24 l/min ± 2 l/min
<b>Max. Vakuum</b>	-76 kPa* ( -760 mbar; -570 mmHg) ± 4kPa
<b>Sekretbehälter</b>	600 ml
<b>Saugschlauch</b>	Länge: 1,80 m; Durchmesser: 6 mm
<b>Spannungsversorgung (Ladeteil)</b>	100-240 Vac (+/- 10%)

### Technische Daten

<b>Spannungsfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsdauer im Akkubetrieb (ohne Netzversorgung)</b>	Akkulaufzeit ca. 60 min / Dauerbetrieb
<b>Ladezeit</b>	ca. 4 Std.
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	370 x 290 x 150 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 2,4 kg

### Bestellhinweis:

**TRACHEOPORT® JUNIOR**

**Luftfilter, Packung mit 10 Stück**

**REF 63800**

**REF 50000-07**