



# BLOM-SINGER® CLASSIC™ INDWELLING LEF / LF (LARGE ESOPHAGEAL FLANGE / LARGE FLANGE) VOICE PROSTHESIS

SPECIAL ORDER

- ▶ Die Blom-Singer® Special Order Serie bietet eine große Auswahl an speziellen Verweilprothesen, die besondere Anforderungen abdecken
- ▶ Alle Varianten bestehen aus medizinischem Silikon und verfügen über spezielle, indikationsgerechte Produktmerkmale
- ▶ Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LEF (Large Esophageal Flange) verfügt über einen vergrößerten ösophagealen Flange (19 mm Durchmesser) zur indikationsgerechten Versorgung periprothetischer Leckagen
- ▶ Optional steht diese Variante auch als „Large Flange“ Version zur Verfügung
- ▶ Bei dem Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LF (Esophageal + Tracheal Flange) Shunt-Ventil sind sowohl der ösophagealer als auch der tracheale Flange vergrößert
- ▶ Beide Shunt-Ventile sind in den Schaftstärken 16 und 20 Fr. sowie in den Größen 4 - 14 erhältlich
- ▶ Mit Hilfe des LARYVOX® INSERTER kann das Shunt-Ventil einfach und schnell anterograd platziert, bzw. gewechselt werden:  
LARYVOX® INSERTER (REF 25900) - für unterschiedliche Shunt-Ventile  
LARYVOX® INSERTER EXPERT (REF 25910) - für 16 Fr. Shunt-Ventile (oder DUAL VALVE™ 20 Fr.)  
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL (REF 25915) - für 4 mm Shunt-Ventile
- ▶ Platzierung mit Gelkapseltechnik:  
LARYVOX® INSERTER SPECIAL - (REF 25920) - für schwierige Tracheostoma-Anlagen



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

## Bestellhinweis:

Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LEF (Large Esophageal Flange)	16 Fr.	Größe 4 -14	REF IN16XX-LEF
	20 Fr.	Größe 4 -14	REF IN20XX-LEF
Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling LF (Large Esophageal + Tracheal Flange)	16 Fr.	Größe 4 -14	REF IN16XX-LF
	20 Fr.	Größe 4 -14	REF IN20XX-LF
LARYVOX® INSERTER			REF 25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT			REF 25910
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL			REF 25915
LARYVOX® INSERTER SPECIAL			REF 25920