









FAHL® SILICONE GLUE

Silikonkleber



- ▶ FAHL® Silicone Glue ist ein flüssiger medizinischer Silikonkleber zum Auftragen auf die Haut
- ▶ Der Hautkleber dient der Verstärkung der Klebekraft von Basisplatten und Epithesen zur sicheren Fixierung auf der Haut, um Leckagen zu vermeiden
- ▶ Der medizinische Silikonkleber wird verwendet, um die Tragedauer der Basisplatten / Epithesen zu erhöhen
- ▶ Ein Pinsel / Applikator ermöglicht das einfache Auftragen des Silikonklebers auf der Haut
- ▶ Vor dem Auftragen die Haut mit OPTIFAHL® Stomareinigungstüchern (REF 33200) und OPTIGARD® Hautschutztüchern (REF 33600) vorbereiten
- ▶ Verwenden Sie zum sanften Entfernen des Silikonklebers OPTICLEAR® Pflasterkleber-Entferner (REF 33500)
- ▶ Inhalt 30 ml: enthält eine Kappe mit Pinsel / Applikator und eine Reisekappe

-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Verwendbar bis
-  Bei beschädigter Verpackung nicht zu verwenden
-  Einpatientenprodukt
-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Temperaturbegrenzung (10°C - 30°C)

Bestellhinweis:

FAHL® Silicone Glue, Flasche 30 ml

REF 29810