


DURAPUR®

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 6 Monaten
- ▶ Die DURAPUR® Trachealkanüle besteht aus thermosensiblen medizinischen Kunststoffen, die bei Körpertemperatur ihre optimalen Produkteigenschaften entwickeln
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ In zwei Längen verfügbar: Standard und Extra Lang (XL)
- ▶ Die Standard-Länge ist in den Größen 7-12 verfügbar, die extra lange Variante in den Größen 8 - 10
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (NECKFIX®) und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

DURAPUR® Größe 7-12



REF 23000

DURAPUR® XL Größe 8-10



REF 23200

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. A.K. mm	Länge mm standard	Länge mm extra lang (XL)
7	10,6	8,7	7,2	65	-
8	12,5	10,4	8,2	70	105
9	13,6	11,3	9,3	75	110
10	14,6	12,4	10,0	85	115
11	15,3	13,3	11,1	87	-
12	16,5	14,3	12,3	90	-

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle
Länge = Länge über Außenbogen