

LARYNGOTEC® PRO KOMBI / LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO

- ▶ Trachealkanüle/Silikonkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer max. 3-6 Monate
- ▶ Der proximale Konus dichtet das Tracheostoma in Kombination mit einem Kanülentrageband optimal ab
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam, geringes Gewicht
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Das ergonomisch gestaltete Kanülenschild bietet einen angenehmen Tragekomfort
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Die Kanüle ist in den Größen 8,9,10 und 12 sowie in zwei Längen (36 mm / 55 mm) erhältlich
- ▶ Die Größenbezeichnung ist auf dem distalen Konus des 22 mm KOMBI Konnektors aufgebracht. So muss keine Filterkassette aus der Kanüle entnommen werden, um die verwendete Größe benennen zu können
- ▶ Mit (LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO, REF 14722) oder ohne (LARYNGOTEC® PRO KOMBI, REF 14922) Siebung
- ▶ Anfertigungen nach Kundenwunsch möglich (Länge, Siebung, Fensterung) in Absprache mit unseren Außendienstmitarbeitern
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® PRO KOMBI, Größe 8-10,12



REF 14922

LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO, Größe 8-10,12



REF 14722

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	I.D. Spitze mm	A.D. Spitze mm	Länge über Mittelbogen mm	Länge über Außenbogen mm	REF KOMBI	REF KOMBI LINGO
8	9,5	12,0	36,0	42,0	14922-0836	14722-0836
8	9,5	12,0	55,0	65,5	14922-0855	14722-0855
9	10,5	13,5	36,0	42,0	14922-0936	14722-0936
9	10,5	13,5	55,0	65,5	14922-0955	14722-0955
10	12,0	15,0	36,0	42,0	14922-1036	14722-1036
10	12,0	15,0	55,0	65,5	14922-1055	14722-1055
12	13,5	17,0	36,0	42,0	14922-1236	14722-1236
12	13,5	17,0	55,0	65,5	14922-1255	14722-1255

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittl. Radius = Länge auf Mittellinie von Flansch bis Spitze