



TRACHLINE® PHON VALVE

Sprechventil

- ▶ Sprechventil - besonders klein, unauffälliges Design und geringes Gewicht
- ▶ Silikonventil
- ▶ Das Kunststoffgehäuse verfügt patientenseitig über einen Bajonett-Verschluss und gewährleistet so die Verbindung mit einer TRACHLINE® Trachealkanüle
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar
- ▶ Für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte geeignet
- ▶ Einzeln verpackt



Bestellhinweis:

TRACHLINE® PHON VALVE

Packung mit 3 Stück

REF 27141