

FAHL® EMERGENCY-SET PED

Komplettes Set für die Notfallversorgung von Kindern:

- ▶ 1x LARYVOX® SOS SAFE-MASK
Notfall-Beatmungsmaske
- ▶ 1x DURATWIX® JUNIOR PED
Trachealkanüle für Kinder, Größe 05
- ▶ 1x LARYVOX® TRACHEOSPREIZER PED
Mit dem Tracheospreiber kann die Kanüle sicher und schnellstmöglich eingesetzt werden
- ▶ 5x LARYVOX® O2 HME
HME-Filter mit Sauerstoffanschluss und Multiadapter für die Konnektierung von 15 mm (UNI) Konnektoren und 22 mm (KOMBI) Adaptern
- ▶ 2x SENSOTRACH® DUO PED SLIT
Trachealkompresse dient der Aufnahme von Trachealsekreten, sowie der Abpolsterung des Trachealkanülenschildes gegen die Haut
- ▶ 3x OPTIFLUID® STOMA OIL TOWEL
Vliestuch, getränkt mit farblosem Neutralöl als Gleitmittel für die Trachealkanüle
- ▶ 3x OPTIFAHL® STOMA CLEANING WIPES
Stoma-Reinigungstücher für die Reinigung und Pflege der Hautpartie um das Tracheostoma
- ▶ 1x Sauerstoffschlauch
- ▶ 1x Einmalspritze / 10ml
- ▶ 1x FAHL® CATHETER MOUNT
Gänsegurgel (Länge 15 cm) für die Verbindung zwischen Trachealkanüle und Beatmungssystem
- ▶ 3x Tracheostoma Catheter Metric S
Tracheostoma-Absaugkatheter zum schonenden Absaugen von Trachealsekret

Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung.

Bestellhinweis:

FAHL® EMERGENCY-SET PED

REF 48009

FAHL

