

DURATWIX® UNI LINGO

- ▶ Trachealkanüle mit weitem Innenlumen, welches größtmögliches Atemluftvolumen bei optimiertem Flow ermöglicht
- ▶ Trachealkanüle mit 15 mm Konnektor (UNI), ohne Innenkanüle
- ▶ Weiches ROTATWIX® Kanülenschild, drehbar um 360° - ermöglicht weitgehende Halsmobilität
- ▶ Mit ASPILO® Siebung - dachziegelartige, horizontale Siebung
- ▶ Medizinisches Polyurethan, weich, atraumatisch, thermosensibel





SHORT

Bestellhinweis:

DURATWIX® UNI LINGO Größe 8-10

DURATWIX® UNI LINGO short Größe 7-9

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!


REF 19271

REF 19272

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm standard	REF standard	Länge mm kurz	REF kurz
7	11,9	10,8	7,0	-	-	72,0	19272-07
8	12,5	11,4	8,0	85,0	19271-08	75,0	19272-08
9	13,7	12,5	9,0	88,0	19271-09	78,0	19272-09
10	15,0	13,8	10,0	91,0	19271-10	-	-

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen