

# LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON / FIX

- ▶ Bouton de stomie permettant de laisser le trachéostome de laryngectomisés ouvert tout en minimisant la surface de contact avec la muqueuse trachéale sensible
- ▶ Pour un usage prolongé, durée d'utilisation: 3 à 6 mois maximum
- ▶ Silicone médical: souple, lisse, poids faible
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI) zum Anschluss einer HME-Filterkassette und/oder Sprechventilen
- ▶ Avec (LARYNGOTEC® Stoma Button FIX REF 15900/15910) ou sans (LARYNGOTEC® Stoma Button REF 15905/15915) œilletons latéraux pour attacher une sangle de fixation de la canule pour éviter que le bouton de stomie ne tombe
- ▶ Design transparent et discret
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule et un passeport de canule (uniquement les variantes FIX)



## Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX, Taille 8 - 12

Réf. 15950

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX short, Taille 8 - 12

Réf. 15960

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button, Taille 10

Réf. 15955

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button short, Taille 11

Réf. 15965

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	Version	D.E. pointe / CE (mm)	D.I. mm	Longueur (mm)	Réf. FIX	Réf.
8	standard	11,0	8,0	22	15950-08	-
8	short	11,0	8,0	15	15960-08	-
9	standard	12,0	9,0	22	15950-09	-
9	short	12,0	9,0	15	15960-09	-
10	standard	13,0	10,0	22	15950-10	15955-10
10	short	13,0	10,0	15	15960-10	-
11	standard	14,0	11,0	22	15950-11	-
11	short	14,0	11,0	15	15960-11	15965-11
12	standard	15,0	12,0	22	15950-12	-
12	short	15,0	12,0	15	15950-12	-

D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule D.E. plaque = diamètre externe derrière la collerette de canule D.E. = diamètre interne à la pointe de la canule Longueur = longueur sur la courbe extérieure Canule E = canule externe