



RESPITRACH® PERMANENT SUCTION CATHETER

- ▶ Système d'aspiration clos pour l'aspiration trachéale permanente
- ▶ Pour l'évacuation de sécrétions accumulées dans les voies respiratoires inférieures
- ▶ Pour patients ventilés - permet l'aspiration sans déconnexion du système de ventilation du tube de trachéotomie/tube trachéal ni interruption de la ventilation
- ▶ Réduit le risque d'infection
- ▶ Peut être utilisé jusqu'à 48 heures
- ▶ Le cathéter d'aspiration peut être rincée dans l'enveloppe fermée à l'aide d'une solution saline stérile après chaque processus d'aspiration
- ▶ Boîte de 8 unités



Bestellinformationen:

RESPITRACH® Permanent suction catheter Taille 10-16

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Réf. 68400