

(TRACHEO-)STOMA CATHETER METRIC S + L

25 + 50 cm

- ▶ Sonde stomatale atraumatique stérile pour l'aspiration en douceur de la sécrétion trachéale
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent
- ▶ Avec orifice central et quatre orifices latéraux à l'extrémité du cathéter pour prévenir l'effet ventouse du cathéter exercé sur la paroi trachéale au cours de la procédure d'aspiration
- ▶ Une graduation à intervalles de 1 cm permet le contrôle direct de la profondeur d'introduction du cathéter d'aspiration
- ▶ Large assortiment (CH 6 - 18)
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ Deux variantes de longueur : 25 cm et 50 cm (la variante courte convient tout particulièrement à l'aspiration trachéale)
- ▶ À utiliser avec le cône TRACHFLOW® Fingertip pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomique stérile au moyen du cône TRACHFLOW® Fingertip. De par sa construction conique, une taille du cône presse-doigt TRACHFLOW® convient à toutes les tailles de sonde stomique.



Les articles	Taille	Longueur (cm)	Shore	Unitaire	Stérile	Atraumatique	Réf.
Tracheostoma catheter Metric S, 25 cm CH 8-16	8-16	25	A64	30	✓	✓	68100
Stoma catheter Metric L, 50 cm CH 6-18	6-18	50	A64	30	✓	✓	68000
Absaugkatheter Standard Metric L, 50 cm, CH 6-18	6-18	50	A78	100	✓	✓	68900

Les informations de commande:

Tracheostoma catheter Metric S, 25 cm	CH 8-16	Boîte de 30 unités	Réf. 68100
Stoma catheter Metric L, 50 cm	CH 6-18	Boîte de 30 unités	Réf. 68000
Absaugkatheter Standard Metric L, 50 cm	CH 6-18	Boîte de 100 unités	Réf. 68900
TRACHFLOW® Fingertip		Boîte de 10 unités	Réf. 60700