



TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

- ▶ Canule trachéale avec (REF 18920) et sans ballonnet basse pression (CUFF) (REF 18560) ; aussi disponible avec une aspiration sous-glottique (REF 18930) ; cf. fiche de données séparée)
- ▶ Colerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (VARIO) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule, un obturateur et un passeport de canule



Réf. 18560



Réf. 18920



Les informations de commande:

TRACHEOTEC® VARIO, Taille 3-9



Réf. 18560

TRACHEOTEC® VARIO CUFF, Taille 3-10



Réf. 18920

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.E. pointe / CE (mm)	D.I. pointe / CE (mm)	Longueur rayon moyen (mm)	Longueur (L / mm)	Réf.	Réf. mit CUFF
3	4,7	4,7	3,0	43,7	47,2	18560-03	18920-03
4	6,0	6,0	4,0	52,7	57,1	18560-04	18920-04
5	7,3	7,3	5,0	55,7	61,1	18560-05	18920-05
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	18560-06	18920-06
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	18560-07	18920-07
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	18560-08	18920-08
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	18560-09	18920-09
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	-	18920-10

D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule · D.E. plaque = diamètre externe derrière la colerette de canule · D.I. = diamètre interne à la pointe de la canule · Longueur = longueur sur le rayon moyen · Canule E = canule externe