







LARYVOX® PLUG

Obturateur

- ▶ Le bouchon obturateur LARYVOX® PLUG sert à être utilisé temporairement avec une valve de dérivation défectueuse afin de prévenir toute fuite de liquide transprothétique (au centre à travers la valve de dérivation)
- ▶ Le bouchon obturateur doit être utilisée temporairement jusqu'à ce que la valve de dérivation soit contrôlée et éventuellement remplacée
- ▶ L'utilisation du LARVOX® PLUG permet d'éviter de s'étouffer en buvant ou en mangeant
- ▶ Une fois le bouchon inséré, la phonation n'est plus possible
- ▶ La sangle de sécurité permet d'empêcher que le bouchon obturateur soit aspiré
- ▶ Le bouchon LARYVOX® PLUG est fourni à l'état non stérile avec un bâtonnet applicateur
- ▶ Disponible en deux tailles différentes pour différents types de prothèses vocales



Les informations de commande :

LARYVOX® PLUG

pour toutes les valves de dérivation courantes (20 - 22,5 Fr.)

Réf. 25800

LARYVOX® PLUG 4 mm

pour toutes les valves de dérivation courantes (4 mm)

Réf. 25810