

LARYNGOTEC® PRO KOMBI / LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO

- ▶ Canule trachéale/canule en silicone pour un usage prolongé, durée d'utilisation: 3 à 6 mois maximum
- ▶ Le cône proximal scelle le trachéostome de manière optimale en combinaison avec un cordon de canule
- ▶ Silicone médical: souple, flexible, léger
- ▶ Design transparent et discret
- ▶ La collerette de canule de forme ergonomique offre un confort agréable
- ▶ Avec adaptateur de 22 mm (KOMBI)
- ▶ La canule est disponible avec les tailles 8, 9, 10 et 12 ainsi qu'en deux longueurs (36 mm / 55 mm)
- ▶ La désignation de la taille figure sur le cône distal du connecteur KOMBI de 22 mm. Aucune cassette filtrante ne doit ainsi être retirée de la canule pour pouvoir connaître la taille utilisée
- ▶ Avec (LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO, REF 14722) ou sans (LARYNGOTEC® PRO KOMBI, REF 14922) fenêtre
- ▶ Possibilité de confections personnalisées (longueur, perforation, fenestration) en accord avec nos représentants commerciaux
- ▶ Une bande de fixation de canule large et réglable ainsi qu'un passeport de canule sont fournis à la livraison



Réf. 14922

CE 0482



Réf. 14722

CE 0482

Les informations de commande:

LARYNGOTEC® PRO KOMBI, Taille 8-10, 12



Réf. 14922

LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO, Taille 8-10, 12



Réf. 14722

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.I. pointe / CE (mm)	D.E. pointe / CE (mm)	Longueur par l'arc central (mm)	Longueur sur la courbe extérieure	RÉF KOMBI	RÉF KOMBI LINGO
8	9,5	12,0	36,0	42,0	14922-0836	14722-0836
8	9,5	12,0	55,0	65,5	14922-0855	14722-0855
9	10,5	13,5	36,0	42,0	14922-0936	14722-0936
9	10,5	13,5	55,0	65,5	14922-0955	14722-0955
10	12,0	15,0	36,0	42,0	14922-1036	14722-1036
10	12,0	15,0	55,0	65,5	14922-1055	14722-1055
12	13,5	17,0	36,0	42,0	14922-1236	14722-1236
12	13,5	17,0	55,0	65,5	14922-1255	14722-1255

D.E. pointe = diamètre externe de la canule externe à l'extrémité de la canule D.E. plaque = diamètre externe derrière la collerette de canule
D.I. = diamètre interne à la pointe de la canule Longueur = longueur sur la courbe extérieure Canule E = canule externe