

FAHL® NEBULIZER-SET WITH AEROSOLMASK

Inhalation



- ▶ Le set comprend un nébuliseur et un masque à aérosol
- ▶ Le set peut être utilisé à la verticale et de travers à puissance constante
- ▶ Le masque à aérosol est facile à régler
- ▶ FAHL® Nebulizer-Set with aerosolmask est un produit destiné à un seul patient et uniquement pour un usage unique
- ▶ Le set est par ailleurs disponible en deux tailles différentes (L et XL)
- ▶ Inhalation possible de vapeur d'eau, de médicaments et d'autres produits à inhaler autorisés pour la thérapie par inhalation
- ▶ Un usage pour des dispositifs d'inhalation à air comprimé est possible

Les informations de commande :

FAHL® NEBULIZER-SET WITH AEROSOLMASK

Taille L

REF 51210-L

FAHL® NEBULIZER-SET WITH AEROSOLMASK

Taille XL

REF 51220-XL