




FAHL® UNI SEAL

Obturateur de désaccoutumance



- ▶ L'obturateur FAHL® UNI SEAL sert à l'obturation d'une canule trachéale et permet une désaccoutumance sûre
- ▶ Suite à une trachéotomie, une réaccoutumance progressive à la respiration au moyen des voies respiratoires physiologiques est requise à travers l'obturateur de trachéostome temporaire
- ▶ L'inspiration et l'expiration du patient a lieu au cours de l'utilisation exclusivement à travers la région nasopharyngée
- ▶ Un retrait de canule peut être réalisé une fois disparue la cause primaire de la pose d'un trachéostome, par ex. en présence d'un patient trachéotomisé affichant un larynx partiellement ou entièrement conservé
- ▶ L'obturateur FAHL® UNI SEAL est compatible avec courants de 15 mm TRACHLINE® UNI par exemple
- ▶ L'obturateur FAHL® UNI SEAL ne peut pas être utilisé en association avec TRACHEOTEC®, TRACHEOTEC® PRO / SILC et TRACHEOSILC®

Indication de commande :

FAHL® UNI SEAL

Boîte de 5 unités

Réf. 13830