

# FAHL® EMERGENCY-SET PED

Ensemble complet pour la prise en charge d'urgence des enfants :

- ▶ 1x LARYVOX® SOS SAFE-MASK  
Masque de ventilation d'urgence
- ▶ 1x DURATWIX® JUNIOR PED  
Canule trachéale pour enfants, taille 05
- ▶ 1x LARYVOX® TRACHEOSPREIZER PED  
Avec le Tracheospreizer, la canule peut être insérée rapidement et en toute sécurité
- ▶ 5x LARYVOX® O2 HME  
Filtre HME avec connexion d'oxygène et multi-adaptateur pour connecter des connecteurs de 15 mm (UNI) et des adaptateurs de 22 mm (KOMBI)
- ▶ 2x SENSOTRACH® DUO PED SLIT  
La compresse trachéale sert à absorber les sécrétions trachéales et à amortir le bouclier de la canule trachéale contre la peau
- ▶ 3x OPTIFLUID® STOMA OIL TOWEL  
Lingette de non-tissé imbibée d'une huile neutre incolore servant de lubrifiant pour la canule trachéale
- ▶ 3x OPTIFAHL® STOMA CLEANING WIPES  
Lingettes pour le nettoyage de stomie et le soin de la peau autour du trachéostome
- ▶ 1x Tubulure à oxygène
- ▶ 1x Seringue à usage unique / 10 ml
- ▶ 1x FAHL® CATHETER MOUNT  
Cathéter Mount (longueur 15 cm) pour la connexion entre la canule trachéale et le système respiratoire
- ▶ 3x Tracheostoma Catheter Metric S  
Cathéter d'aspiration des trachéostomes pour aspirer en douceur les sécrétions trachéales

Des fiches techniques individuelles et détaillées sont disponibles pour toutes les composantes de l'ensemble.

## Les informations de commande :

**FAHL® EMERGENCY-SET PED**

**Réf. 48009**

FAHL

